

Lyofilizované kmeny ATCC pro kontrolu kvality

- Expirace 18 měsíců
- Skladování při chladničkové teplotě (+2 až +8°C)
- Možnost dodávek v sadách pro konkrétní aplikace (kontrola živných půd, účinnost ATB, API testy, STAR metoda ...)
- Certifikace FDA
- Certifikát CE
- ISO 9001:2000
- Plně trasovatelné k referenčnímu kmenu ATCC



MicroBiLogics

LYFO DISK®

- více než 500 kmenů
- ready to use připraveny k okamžitému použití

KWIK-STIK™

- více než 500 kmenů
- ready to use připraveny k okamžitému použití
- nevyžadují spotřební materiál

KWIK-STIK™ PLUS

- ready to use připraveny k okamžitému použití
- nevyžadují spotřební materiál
- zaručeny max. 2 pasáže od sbírkového kmenu

EZ-CFU™

- pro farmacii a kosmetiku
- zaručena koncentrace mezi 10 až 100 CFU na 0,1 ml
- připraveny k použití za 30 minut

EZ-PEC™

- pro farmacii a kosmetiku
- zaručena koncentrace CFU na 1 ml
- připraveny k použití za 30 minut

EZ-FPC™

- pro kontrolu kvality procesu v potravinářství
- připraveny k použití za 30 minut

EZ-SPORES™

- obsahují pouze spóry

Epower™

- lyofilizované kmeny dodávané v 8 koncentracích CFU (od 100 do 10.000.000.000 CFU)
- připravené k použití do 60 minut

EZ-COMP™

- "slepé vzorky" tvořené směsí mikroorganismů pro účely výuky a ověřování kvalifikace v klinických laboratořích
- ready to use, připraveny k okamžitému použití

KWIK-QC™ Slides a Microbiology Quality Control Slides

- mikroskopické preparáty s barevně zakódovanou informací o kmenech pro výuku, zkoušení, ověřování kvalifikace apod.

Rádi bychom Vás požádali o vyplnění níže uvedeného dotazníku a jeho zaslání na adresu:
 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o., Na Harfě 9, 190 00 Praha 9, fax: +420 266 034 686, info@oks.cz



Pracoviště

Kontaktní osoba

Telefon

Sbírkové kmeny používáme nepoužíváme

Pro naše účely využíváme pouze kvantifikaci kvantifikaci i kvalifikaci pouze kvalifikaci

Máme zájem o bližší informace o produktech firmy Microbiologics ano ne

Odesílatele vyplněných dotazníků odměníme.